

# Beright SARS-CoV-2 a chřipka A+B antigenní kombo rychlostest (výtěr z nosu) Příbalový leták

FER ISIN-525H český

Rychlostest pro kvalitativní stanovení SARS-CoV-2 nukleokapsidového proteinu, nukleoproteinových antigenů chřipky A a chřipky B přítomných ve vzorcích výtěru z nosu.

Pouze pro samo-testovací *in vitro* diagnostické použití.

## <POSTUP>

Před a po vykonání testu si umývejte ruce vodou a mýdlem po dobu alespoň 20 sekund. Pokud voda s mýdlem nejsou k dispozici, použijte dezinfekci rukou s alespoň 60% alkoholem.

**Odstraňte kryt zkumavky s extrakčním roztokem a zkumavku vložte do držáku zkumavek v krabici.**



## Odběr vzorku výtěru z nosu

1. Vyberte sterilní tyčinku z obalu. Nedotýkejte se její měkké špičky.

2. Zasuňte tyčinku do své nosní dírky, dokud neucítíte mírný odpor (přibližně 2 cm do nosu). Pomalu tyčinkou otáčejte otírajíc ní podél vnitřní nosní dírky 5-10 krát proti stěně nosní dutiny.



## Poznámka:

Může to působit nepříjemně. Tyčinku nevkládějte hlouběji, pokud pociťujete silný odpor nebo bolest.

Odběr vzorky výtěru z nosu se nedoporučuje, pokud je sliznice nosu poškozena anebo krvácí. Pokud odebíráte vzorky jiným osobám, noste prosím roušku. U dětí nemusíte vkládat tyčinku tak hluboko do nosu. U velmi malých dětí budete potřebovat další osobu, aby držela hlavu dítěte bez pohybu v průběhu odběru.

3. Jemně vytáhněte výtěrovou tyčinku.

4. S tou samou tyčinkou zopakujte bod 2 v druhé nosní dírce.

5. Vytáhněte výtěrovou tyčinku.


## Příprava vzorku

1. Výtěrovou tyčinku vložte do extrakční zkumavky tak, aby se určité dotýkala jejího dna a zakruťte tyčinkou pro důkladné promíchání. Zatlačte hlavici tyčinky oproti zkumavce a tyčinkou otáčejte **10-15 sekund**.

2. Vytáhněte tyčinku a tlačte přitom hlavici tyčinky proti vnitru extrakční zkumavky.

3. Tyčinku vložte do igelitového sáčku.

4. Zavřete víčko, nebo vložte špičku na zkumavku.




## Testování

1. Vyberte testovací kazetu ze zavřeného fóliového obalu a použijte ji v průběhu jedné hodiny. Nejlepší výsledky se získají, když se test vykoná okamžitě po otevření fóliového sáčku.

Kazetu položte na rovný povrch.

2. Obrátte vzorkovou extrakční zkumavku a naneste **3 kapky extrahovaného vzorku** do každé **vzorkové jamky (S)** testovací kazety a spusťte stopky. V průběhu testu nehýbejte kazetou.

3. **Po 10 minutách odčítejte výsledky.** Výsledky už neodčítejte po 20 minutách.



**Poznámka:** Po dokončení testu vložte všechny jeho součásti do igelitového sáčku a těsně jej uzavřete. Potom sáček zlikvidujte podle místních předpisů.

## <ODEČTENÍ VÝSLEDKŮ>

O výsledku testu sebeznamte prosím svého poskytovatele zdravotní péče a důkladně dodržujte místní nařízení/požadavky ohledně COVIDU.



**POZITIVNÍ NA SARS-CoV-2:\*** Objeví se dvě barevné čáry v okně COVID-19. Jedna barevná čára by se měla nacházet v kontrolní oblasti (C)

a další barevná čára by se měla nacházet v testovací oblasti (T).

**POZITIVNÍ NA CHŘÍPKU A:\*** Objeví se dvě barevné čáry v okně FLU (chřipka) A+B. Jedna barevná čára by se měla nacházet v kontrolní oblasti (C) a další barevná čára by se měla nacházet v oblasti chřipky A (A).

**POZITIVNÍ NA CHŘÍPKU B:\*** Objeví se dvě barevné čáry v okně FLU A+B. Jedna barevná čára by se měla nacházet v kontrolní oblasti (C) a další barevná čára by se měla nacházet v oblasti chřipky B (B).

**POZITIVNÍ NA CHŘÍPKU A a CHŘÍPKU B:\*** Objeví se tři barevné čáry v okně FLU A+B. Jedna barevná čára by se měla nacházet v oblasti chřipky A (A) a v oblasti chřipky B (B).

**\*POZNÁMKA:** Intenzita barvy v oblasti testovací čáry (T/A/B) se bude lišit v závislosti od koncentraci antigenu SARS-CoV-2 a/nebo chřipky A+B přítomného ve vzorku. Takže jakýkoli odstín barvy v testovací oblasti (T/A/B) má být považován za pozitivní.

Pozitivní výsledek znamená, že je vysoce pravděpodobné, že máte nemoc COVID-19 a/nebo chřipku A/chřipku B, ale pozitivní vzorky by měly být definitivně potvrzeny.

Okamžitě zahajte samo-izolaci podle místních nařízení a okamžitě kontaktujte svého praktického lékaře anebo místní zdravotnický úřad podle pokynů místních úřadů. Výsledek vašeho testu bude ověřen PCR potvrzovacím testem a budete informováni o dalších krocích.



Negativní

Negativní


A/chřipkou B. Avšak tento test může poskytnout negativní výsledek, který je nesprávný (falešně negativní) u některých lidí s COVID-19 a/nebo chřipkou A/chřipkou B. To znamená, že můžete pravděpodobně i tak mít COVID-19 a/nebo chřipku A/chřipku B i když vám vyšel negativní test.

Dále si můžete test zopakovat s novým testovacím kitem. V případě podezření si test zopakujte po 1-2 dnech, protože koronavirus/virus chřipky není možné spolehlivě detekovat ve všech fázích infekce.

I při negativním výsledku je potřebné dodržovat hygienická pravidla a odstup. Cestování, návštěvy událostí a pod. by se měly řídit podle místních nařízeních ohledem COVIDU/chřipky.

**NEPLATNÝ: Neobjeví se kontrolní čára.**

Nepravděpodobnějšími příčinami neobjevení se kontrolní čáry jsou nedostatečný objem vzorky anebo nesprávné techniky postupu. Zkontrolujte postup a zopakujte měření s novým testem anebo kontaktujte COVIDové anebo chřipkové testovací centrum.



Neplatný

Neplatný

## <OPATŘENÍ>

Před vykonáním testu si prosím přečtete všechny pokyny z tohoto příbalového letáku.

- Pouze pro samo-testovací *in vitro* diagnostické použití. Nepoužívejte po datu expirace.
- V prostorech, kde se manipuluje se vzorky anebo s kity nejzte, nepijte ani nekuřte.
- Nepijte pufr z kity. S pufrům manipulujte opatrně a zabraňte styku s pokožkou anebo očima, v případě kontaktu okamžitě vypláchněte velkým množstvím tekoucí vody.
- Skládejte na suchém místě při 2-30 °C (36-86 °F). Vyhýbejte se místům s vysokou vlhkostí. Test nepoužívejte, když je fóliový obal poškozený anebo otevřený.
- Tento kit je určený pro použití pouze jako předběžný test a opakovaně abnormální výsledky je potřebné konzultovat s lékařem anebo zdravotníkem.
- Důsledně dodržujte uvedené časy.
- Test používejte pouze jednou. Nerozebírejte a nedotýkejte se testovacího okénka kazety.
- Test se nesmí zamrazit anebo používat po datu expirace vytknutém na obale.
- Před a po použití si důkladně umyjte ruce.
- Zabezpečte prosím použití správného objemu vzorku při testování. Příliš velký nebo malý objem vzorku může vést k odchylkám výsledků.

## <SKLADOVÁNÍ A STABILITA>

Skládejte v původním obalu v zavřeném sáčku při pokojové teplotě anebo v lednici (2-30°C). Test je stabilní do data expirace uvedeného na uzavřeném sáčku. Test musí do použití zůstat v zatvořeném sáčku. **NEZAMRAZUJTE.** Nepoužívejte po datu expirace.

## <MATERIÁLY>

- Testovací kazeta
- Extrakční pufr
- Příbalový leták
- Sáček na biologický odpad (volitelně)
- Sterilní tyčinka

**Potřebné, ale neposkytované materiály**

- Stopky

## <ÚČEL POUŽITÍ>

Antigenní Combo rychlostest SARS-CoV-2 a chřipka A+B (výtěr z nosu) je kit na jedno použití určený pro detekci virů SARS-CoV-2, chřipky A a chřipky B, které způsobují COVID-19 a chřipku pomocí samo-odebíraných vzorků výtěru z nosu. Test je určen pro použití symptomatickými/asymptomatickými osobami, které mají podezření na COVID-19 a/nebo chřipkovou nákazu.

Výsledky představují detekci SARS-CoV-2 nukleokapsidového proteinu, a nukleoproteinových antigenů chřipky A a chřipky B. Antigen je obvykle detekovatelný ve vzorcích z horních dýchacích cest v průběhu akutní fáze infekce. Pozitivní výsledky udávají přítomnost virových antigenů, ale pro určení stavu infekce je potřebná klinická korelace s historií pacienta a jinými diagnostickými údaji.

Pozitivní výsledky udávají přítomnost SARS-CoV-2 a/nebo chřipky A+B. Pozitivně testované osoby by se měly izolovat a vyhledat následnou péči od svého poskytovatele zdravotní péče. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekce anebo ko-infekce jinými viry. Negativní výsledky nevylučují SARS-CoV-2 a/nebo A+B chřipkovou infekci. Osoby s negativním testem, které nadále pociťují COVID-ové anebo chřipkové příznaky, by měly vyhledat následnou péči od svého poskytovatele zdravotní péče.

## <SHRNUTI>

Nové koronaviry patří do druhu β. COVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění, na které jsou lidé obvykle náchylní. V současnosti jsou hlavním zdrojem infekci pacienti infikovaní novým koronavirem; asymptomatictí infikovaní lidé mohou být také zdrojem infekce. Na základě současného epidemiologického výzkumu je inkubační doba 1 až 14 dnů, většinou 3 až 7 dnů. Hlavní projevy zahrnují horečku, únavu a suchý kašel. U několika případů se vyskytuje ucpaný nos, smrkání, bolest krku, svalová bolest a průjem<sup>1</sup>.

Chřipka je vysoce nakažlivá akutní virová infekce dýchacích cest. Je to nakažlivá choroba lehkou přenosná vykašláváním a kýcháním viry obsahujících kapiček aerosolů<sup>2</sup>. Chřipkové vlny se vyskytují každoročně v průběhu jarních a zimních měsíců. Viry typu A jsou obvykle více prevalentní než viry typu B a jsou spojeny s nejzávažnějšími chřipkovými epidemiemi, zatímco viry typu B jsou většinou mírnější.

## <PRINCIP>

Antigenní Combo rychlostest SARS-CoV-2 a chřipka A+B (výtěr z nosu) je kvalitativní membránová imunooanalýza pro stanovení nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2, a nukleoproteinových antigenů chřipky A a chřipky B v lidských vzorcích výtěru z nosu.

## <OMEZENÍ>

- Činnost byla vyhodnocena pouze s použitím vzorků výtěru z nosu s použitím postupů uvedených v tomto příbalovém letáku.
- Antigenový Combo rychlostest SARS-CoV-2 a chřipka A+B (výtěr z nosu) bude udávat pouze přítomnost antigenů SARS-CoV-2 a/nebo chřipky A/chřipky B ve vzorku.
- Pokud je výsledek testu negativní anebo nereaktivní a klinické symptomy přetrvávají, což nastává kvůli velmi brzké virové infekci, doporučuje se otestovat znovu s novým kitem anebo zvážit použití molekulární diagnostiky pro vyloučení infekce u těchto osob.
- Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2, zvláště u těch, kteří byli v kontaktu s virem. Mělo by se zvážit následné testování molekulárně diagnostickou metodou pro vyloučení infekce u těchto osob.
- Negativní výsledek na chřipku A anebo chřipku B získaný tímto kitem by měl být potvrzen RT-PCR/kultivací.
- Pozitivní výsledky na COVID-19 mohou být zapříčiněny infekcí non-SARS-CoV-2 koronavirovými kmeny anebo jinými interferujícími faktory. Pozitivní výsledky na chřipku A a/nebo B nevylučují ko-

infekci jinými patogeny, proto je třeba zvážit možnost přidružené bakteriální infekce.

7. Nedodržení těchto postupů může měnit účinnost testu.
8. K falešně negativním výsledkům může dojít, pokud je vzorek nesprávně odebrán anebo se s ním nesprávně manipuluje.
9. K falešně negativním výsledkům může dojít, pokud není ve vzorku přítomná dostatečná hladina virů.

#### <CHARAKTERISTIKY ČINNOSTI>

Antigenní Combo rychlostest SARS-CoV-2 a chřipka A+B (výtěr z nosu) byl vyhodnocen se vzorky získanými od pacientů. RT-PCR byla použita jako referenční metoda pro antigenní Combo rychlostest SARS-CoV-2 a chřipka A+B (výtěr z nosu). Vzorky byly považovány za pozitivní, když RT-PCR poskytla pozitivní výsledek. Vzorky byly považovány za negativní, když RT-PCR poskytla negativní výsledek.

#### SARS-CoV-2 test:

Antigenní Combo rychlostest SARS-CoV-2 a chřipka A+B	RT-PCR (výtěr z nosohltanu)		Celkové
	Pozitivní	Negativní	
SARS-CoV-2 antigen	161	2	163
	5	482	487
<b>Celkové</b>	166	484	650
<b>Relativní citlivost</b>	96.99% (95% CI: 93.11%–99.01%)		
<b>Relativní specifita</b>	99.59% (95% CI: 98.52%–99.95%)		
<b>Přesnost</b>	98.92% (95% CI*: 97.79%–99.57%)		

#### Test na chřipku A+B:

Antigenní Combo rychlostest SARS-CoV-2 a chřipka A+B	RT-PCR		Celkové
	Pozitivní	Negativní	
Antigen chřipky A	68	2	70
	3	485	488
<b>Celkové</b>	71	487	558
<b>Relativní citlivost</b>	95.77% (95% CI: 88.14%–99.12%)		
<b>Relativní specifita</b>	99.59% (95% CI: 98.52%–99.95%)		
<b>Přesnost</b>	99.10% (95% CI*: 97.92%–99.71%)		

Antigenní Combo rychlostest SARS-CoV-2 a chřipka A+B	RT-PCR		Celkové
	Pozitivní	Negativní	
Antigen chřipky B	48	3	51
	3	504	507
<b>Celkové</b>	51	507	558
<b>Relativní citlivost</b>	94.12% (95% CI: 83.76%–98.77%)		
<b>Relativní specifita</b>	99.41% (95% CI: 98.28%–99.88%)		
<b>Přesnost</b>	98.92% (95% CI*: 97.67%–99.60%)		

#### Testování specifity s různými virovými kmeny:

Antigenní Combo rychlostest SARS-CoV-2 a chřipka A+B byl testován s následujícími virovými kmeny. Žádná rozpoznatelná čára nebyla pozorována v žádné oblasti testovačem čáry při těchto koncentracích.

#### SARS-CoV-2 test:

Popis	Testovací hladina
Adenovirus 3	3.16 x 10 <sup>4</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Adenovirus 7	1.58 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský koronavirus OC43	1 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský koronavirus 229E	5 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský koronavirus NL63	1 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský koronavirus HKU1	1 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
MERS COV Florida	1.17 x 10 <sup>4</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Chřipka A H1N1	3.16 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Chřipka A H3N2	1 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Chřipka B	3.16 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský rinovirus 2	2.81 x 10 <sup>4</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský rinovirus 14	1.58 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský rinovirus 16	8.89 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Ošpky	1.58 x 10 <sup>7</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Příušnice	1.58 x 10 <sup>7</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Virus parainfluenzy 2	1.58 x 10 <sup>7</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Virus parainfluenzy 3	1.58 x 10 <sup>8</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Respirační syncytiální virus	8.89 x 10 <sup>4</sup> TCID <sub>50</sub> /mL

#### Test na chřipku A+B:

Popis	Testovací hladina
Adenovirus 3	3.16 x 10 <sup>4</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Adenovirus 7	1.58 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský koronavirus OC43	1 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský koronavirus 229E	5 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský koronavirus NL63	1 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský koronavirus HKU1	1 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
MERS COV Florida	1.17 x 10 <sup>4</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský rinovirus 2	2.81 x 10 <sup>4</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský rinovirus 14	1.58 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Lidský rinovirus 16	8.89 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Ošpky	1.58 x 10 <sup>7</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Příušnice	1.58 x 10 <sup>7</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Virus parainfluenzy 2	1.58 x 10 <sup>7</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Virus parainfluenzy 3	1.58 x 10 <sup>8</sup> TCID <sub>50</sub> /mL
Respirační syncytiální virus	8.89 x 10 <sup>4</sup> TCID <sub>50</sub> /mL

TCID<sub>50</sub> = Infekční dávka tkáňové kultury je ředění viru, u kterého za podmínek analýzy můžeme očekávat infekci 50% inokulovaných kultivačních nádob.

#### Klíčová reaktivita

Následující organismy byly negativní při testování antigenním Combo rychlostestem SARS-CoV-2 a chřipka A+B (výtěr z nosu)

<i>Arcanobacterium</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL
<i>Candida albicans</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL
<i>Corynebacterium</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL
<i>Escherichia coli</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL
<i>Moraxella catarrhalis</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL
<i>Neisseria lactamica</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL
<i>Neisseria subflava</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL
<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL
<i>Streptococcus pyogenes</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL
<i>Streptococcus salivarius</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL
<i>Streptococcus sp skupiny F</i>	1.0x10 <sup>8</sup> org/mL

#### Interferující látky:

Výsledky nebudou ovlivněny následujícími látkami při udaných koncentracích:

Látka	Koncentrace	Látka	Koncentrace
Plná krev	20 µL/mL	Oxymetazolin	0.6 mg/mL
Mucin	50 µg/mL	Fenylefrin	12 mg/mL
Budenosid nosový sprej	200 µL/mL	Rebetol	4.5 µg/mL
Dexametazon	0.8 mg/mL	Relenza	282 ng/mL
Flunisolid	6.8 ng/mL	Tamiflu	1.1 µg/mL
Mupirocin	12 mg/mL	Tobryamycin	2.43 mg/mL

#### <DODATEČNÉ INFORMACE>

#### 1. Jak Antigenní Combo rychlostest SARS-CoV-2 a chřipka A+B funguje?

Test je určen pro kvalitativní stanovení antigenů SARS-CoV-2 a/nebo chřipky A/chřipky B. Pozitivní výsledek udává přítomnost antigenů SARS-CoV-2 a/nebo chřipky A/chřipky B ve vzorku.

#### 2. Kdy se má test použít?

Antigen SARS-CoV-2 a/nebo chřipky A/chřipky B je možné detekovat v průběhu akutní fáze infekce dýchacích cest. Test se doporučuje vykonat, když máte podezření na náказ COVID-19 a/nebo chřipky A/chřipky B.

#### 3. Může být výsledek nesprávný?

Výsledky jsou přesné, za předpokladu, že pokyny byly důsledně dodrženy.

Avšak, výsledek může být nesprávný, pokud byl použit nedostatečný objem vzorku nebo antigenní Combo rychlostest SARS-CoV-2 a chřipka A+B navhl již před testováním. Anebo když byl počet kapek extrahovaného vzorku menší než 3 anebo větší než 4.

Kromě toho, kvůli použitým imunologickým principům, existuje možnost nesprávných výsledků v ojedinělých případech. Při takovýchto testech založených na imunologických principech se vždy doporučuje konzultace s lékařem.

#### 4. Jak interpretovat test, pokud se barva a intenzita čar liší?

Barva a intenzita čar není důležitá pro interpretaci výsledků. Čáry mají být pouze homogenní a jasné viditelné. Test se má považovat za pozitivní při jakékoli barevné intenzitě testovací čáry.

#### 5. Co mám dělat, když je výsledek negativní?

Negativní výsledek znamená, že jste negativní, anebo že virová nálož je příliš nízká pro rozpoznání testem. Je však možné, že tento test poskytne u některých lidí s COVID-19 a/nebo chřipkou A/chřipkou B negativní výsledek, který je nesprávný (falešně negativní).

To znamená, že můžete stále mít COVID-19 a/nebo chřipku A/chřipku B aj navzdory tomu, že test byl negativní.

Dále si můžete test zopakovat s novým testovacím kitem. V případě podezření si test zopakujte po 1-2 dnech, protože korona virus/virus chřipky není možné spolehlivě detekovat ve všech fázích infekce.

I při negativním výsledku je potřebné dodržovat hygienická pravidla a odstup. Cestování, návštěvy událostí a pod, by se měly řídit podle místních nařízení týkajících se COVIDu/chřipky.

#### 6. Co mám dělat, když je výsledek pozitivní?

Pozitivní výsledek znamená přítomnost antigenů COVID-19/chřipky A/chřipky B. Pozitivní výsledek znamená, že je vysoko pravděpodobné, že máte COVID-19 a/nebo chřipku. Okamžitě

zahajte samoizolaci podle místních nařízení a kontaktujte všeobecného lékaře anebo místní úřad veřejného zdravotnictví. Váš výsledek testu bude ověřen PCR potvrzovacím testem a budou vám vysvětleny další kroky.

#### <SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY>

1. Diagnosis and Treatment Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia (Trial Version 7). National Health Commission & National Administration of Traditional Chinese Medicine. 2020.
2. Williams, KM, Jackson MA, Hamilton M. (2002) Rapid Diagnostic Testing for URIs in Children; Impact on Physician Decision Making and Cost. *Infect. Med.* 19(3): 109-111.

#### <POUŽITÉ SYMBOLY>

	Pouze pro <i>in vitro</i> diagnostické použití		2°C / 30°C		Skladujte mezi 2-30°C
	Testů na kit				Použijte do
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozen				Autorizovaný zástupce v EU
	Držte v suchu				Prostudujte pokyny k použití
	Číslo šarže				Nepoužívejte opakovaně
	Katalogové #				Výrobce

MedNet EC-REP GmbH  
Borkstrasse 10,  
48163 Muenster,  
Nemecko

**Hangzhou AllTest BioTech CO.,Ltd**  
#550, Yinhai Street  
Hangzhou Economic & Technologies Development Area  
Web: [www.alltests.com.cn](http://www.alltests.com.cn) Email: [info@alltests.com.cn](mailto:info@alltests.com.cn)

Upozornění: Informace o výrobci sterilních výtěrových tyčinek je umístěna na obale.

Číslo: 146832900  
Datum revize: 2022-06-20